

CHEMIE-PUMPSTAND

PC 201 NT

■ Chemie-Pumpstand mit Vakuum-Manometer und manueller Durchflussregelung

Dieser Chemie-Pumpstand findet ein breites Anwendungsgebiet zum Evakuieren, Eindampfen und Abpumpen von Gasen und Dämpfen in chemischen, biologischen und pharmazeutischen Laboren. Typische Anwendungen sind Rotationsverdampfer, Vakuumkonzentratoren und Vakuumtrockenschränke mit hochsiedenden Lösemitteln. Das manuelle Durchflussregelventil erlaubt das effektive Saugvermögen am Vakuumanschluss einzustellen und das Vakuum-Manometer liefert eine analoge Vakuumanzeige. Der druckseitige Emissionskondensator ermöglicht die nahezu hundertprozentige Rückgewinnung von Lösemitteln.

PC 201 NT
3.4 m³/h
1.5 mbar



LEISTUNGSMERKMALE

- hervorragende Chemikalien- und Kondensatverträglichkeit
- besonders hohes Saugvermögen bis nahe an das Endvakuum
- sehr gutes Endvakuum auch mit geöffnetem Gasballastventil
- ausgezeichnete Umweltverträglichkeit durch effiziente Lösemittelrückgewinnung
- manuelle Vakuumregelung, analoge Vakuumanzeige

TECHNISCHE DATEN wie MD 4C NT, jedoch

Anschluss Saugseite (IN)	Schlauchwelle DN 10 mm
Anschluss Druckseite (EX)	Schlauchwelle DN 10 mm
Anschluss Kühlwasser	2 x Schlauchwelle DN 6-8 mm
Abmessungen (L x B x H)	mm 326 x 242 x 402
Gewicht	kg 17.5

BESTELLDATEN

230 V ~ 50-60 Hz	CEE	737000
100-120 V ~ 50-60 Hz	US	737003

ZUBEHÖR

Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002)

LIEFERUMFANG

Pumpe komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung