

健康安全审核表



在没有收到此声明前，货物将不做任何处理。
请阅读和遵从“返厂须知”。
旋片泵：在发货之前油要完全排空。

1. 设备 (型号): 2. 序列号:

3. 返厂原因/ 故障:
.....

4. 设备使用与金属铜相关的工序 (例如: 半导体生产):
 是 否

5. 设备接触到的物质 (气体、液体、固体) /抽取的物质:
.....
.....
.....

6. 在返厂之前设备已清洁. 是 否
清洁方法的描述和测试/验证的步骤:
.....
.....

7. 该设备不含有危险的、有害的物质. 是 否

8. VACUUBRAND 员工必须的保护措施:
.....

9. 如果表面喷漆有损坏, 我们希望基于视觉效果重新喷涂或更换相应的配件, 我们将承担相应的费用:

10.法律约束声明

我们相信发回的产品所抽取的或接触的所有物质已在第5项列出, 该信息是完整的, 我们并没有隐瞒任何信息。

我们声明所有方法-适用的地方-已在“返厂声明”列出

通过下面的签名, 我们承认我们将承担任何由不完全信息或不正确信息带来的损害, 我们将向 VACUUBRAND赔偿由第三方针对相关损害的索赔。我们知道如 § 823 BGB条款 (德国公共法律法典) 所述, 我们对第三方遭受的伤害或损害负有直接责任, 尤其针对从事处理/维修该产品的VACUUBRAND的员工。该设备的货运必须按照规定进行。

姓名: 签署:

职务: 公司盖章:

日期:

Release for repair grant by VACUUBRAND (date / signature):

VACUUBRAND GMBH + CO KG
Alfred-Zippe-Straße 4
97877 Wertheim, Germany

Tel.: +49 9342 808-5660
Fax: +49 9342 808-5666
E-Mail: service@vacuubrand.com
www.vacuubrand.com

维修 – 返厂 – DAkKS 校准

NOTICE

为了我们员工的安全和健康，基于危险品处理的法律和法规、职业保健和安全条例、安全工作中废弃物处理的法律和法规，“**健康及安全审核表**”表格必须由负责人填写完整并签署后，在所需维修的泵和其他产品递送到指定地点前发送到我们办公室。

请提前传真或邮寄完整的声明给我们，此声明必须在货物之前收到。请在货物中附上另一份完整的声明，如果产品是被污染的，必须通知货运公司。

在正确的表格返回之前，我们不会做任何维修/DAkKS 校准。当然，如果此信息遗失或没有遵守规定，维修工作将被推迟。

如果产品已经接触了化学品、放射性物质或其他对健康或环境有危害的物质，**必须在返厂前**对产品进行清洁。

- 寄回的产品应**拆解并清洁**，并附上一个清洁验证证明，或
- 直接联系一个**提供清洁服务的公司**，或
- 授权我们将产品送到清洁公司，**费用由客户负责**。

为加快维修过程及降低费用，请在每个返厂维修的产品上附带一个详细的问题描述和产品的操作条件介绍。

我们仅在客户要求下才提供报价，客户将承担相应的拆解和检查费用。如果下订单给我们，将从最终的维修价格上免除拆解和检查费用，或者您不想维修而是购买一个新的设备，相应的检查费用也会被免除。

- **如果我们报价之后您决定不要维修，设备可能返回给您的是拆解状态，并由您承担运费！**

在很多情况下，**设备需要在维修前在工厂进行清洗**。我们采用以水为主的环境友好型的清洗程序。可是，由于高温、清洁剂、超声处理和机械应力（来自水压）等的结合作用，可能会导致设备表面涂料破损。请在健康及安全审核表上注明如果发生这种情况，您是否愿意**付费重新喷涂设备**。

我们也会基于您的要求，从视觉角度考虑更换配件。

NOTICE

在**设备返厂前**请确保（如果适用）：

- 设备已经被清洗和/或净化
- 所有的进气和出气端口已经被密封
- 设备已进行适当的包装。如果可能，请订购一个原始包装（费用另计），注明运输条件并请货运公司注意。
- 确保附上完整的健康安全审核表。

我们希望您能理解以上措施，这些并不在我们可控制范围内。

报废及废弃物处理：

对于设备和设备上任何组件的处理都需要遵从所有当地和国家的安全及环境要求。尤其需要注意的是那些在过程中被危险物质所污染的组件或废油。不要焚烧氟橡胶圈和 O 型圈。

- 您可以授权我们来处理设备，**费用由您承担**。