

*vacuubrand*

专业的真空科技

# 你听到了嘛... ?

全新远程无线控制


VACUU·CONTROL™



# ...所有尽在掌控之中！ 远程无线控制，依托 VACUU·CONTROL™！

所有的CVC 3000和DCP 3000（软件版本2.0以上，2009年）  
都可以通过模块化附件来实现。





基于网络的远程无线控制VACUU·CONTROL™技术可以通过电脑或智能手机等移动设备对真空系统进行监测和控制。

使用LAN适配器或者WLAN适配器，现在可以非常方便地将真空系统集成到电脑网络中，无需额外的安装工作。



远程控制

图形化用户界面，可以非常清晰地监测、记录和远程控制您的真空系统。



数据记录

集成的数据记录器功能可以持续地记录您应用的压力曲线。简化了工艺过程的文档工作。



监控

您可以从舒适的办公室通过智能手机、平板电脑、笔记本电脑或者台式电脑监控实验室的真空过程。所以您可以任何时间通过远程控制软件进行更正操作。

---

## 订货信息

VACUU·CONTROL™ WLAN 683110

无线局域网远程控制适配器，用于连入电脑  
无线局域网上，基于网路，图形化用户界面，随货附带连于CVC 3000控制器或DCP  
3000真空规的RS 232C串口上的数据线

VACUU·CONTROL™ LAN 683120

局域网远程控制适配器，带RJ45接头，用于  
集成到电脑局域网上，基于网路，图形化用户界面，随货附带连于CVC 3000控制器或  
DCP 3000真空规的RS 232C串口上的数据线

普兰德（上海）贸易有限公司  
上海市徐汇区斜土路2899甲号光启文化广场B栋506室

电话：+86 21 6422 2318  
传真：+86 21 6422 2268

info@brand.cn.com  
www.brand.cn.com



专业的真空科技