

*vacuubrand*

Vakuumentchnik im System

# Wie läuft's...?

Die neue Fernsteuerung  
**VACUU · CONTROL™**





...so läuft's!

Mit VACUU · CONTROL™

Vakuum fernsteuern!

Als Zubehör für alle CVC 3000 und DCP 3000  
ab Softwareversion 2.0 (2009)





**VACUU · CONTROL™ zur webbasierten Überwachung oder Fernsteuerung von Vakuum-Pumpständen per Smartphone, Tablet, Notebook und PC.**

**Sie können Ihre Vakuumanlage einfach mit dem **LAN-Adapter** oder drahtlos mit dem **WLAN-Adapter**, ohne zusätzliche Installationen, in Ihr Computer-Netzwerk integrieren.**

#### FERNSTEUERUNG



Die grafische Benutzeroberfläche ermöglicht Ihnen nicht nur die übersichtliche Überwachung und Dokumentation sondern auch die Fernsteuerung der Vakuumanlagen.

#### DOKUMENTATION



Die Druckverläufe Ihrer Anwendungen werden mit der integrierten Datalogger-Funktion permanent erfasst und abgespeichert. Das erleichtert Ihnen die Dokumentation Ihrer Prozesse.

#### ÜBERWACHUNG



Sie überwachen die Vakuumverläufe in Ihrem Labor vom Büro aus via Smartphone, Tablet, Notebook und PC. So können Sie bei Bedarf jederzeit über die Software korrigierend eingreifen.

---

## BESTELLDATEN

### **VACUU · CONTROL™ WLAN 683110**

Remote control - Adapter WLAN für Einbindung in WLAN-PC-Netzwerke, mit webbasierter, grafischer Benutzeroberfläche, komplett mit Kabel zum Anschluss an die RS 232C Schnittstelle am Controller CVC 3000 oder Vakuum-Messgerät DCP 3000.

### **VACUU · CONTROL™ LAN 683120**

Remote control - Adapter LAN mit RJ45-Buchse für Einbindung in LAN-PC-Netzwerke, mit webbasierter, grafischer Benutzeroberfläche, komplett mit Kabel zum Anschluss an die RS 232C Schnittstelle am Controller CVC 3000 oder Vakuum-Messgerät DCP 3000.

## **VACUUBRAND GMBH + CO KG**

Alfred-Zippe-Straße 4  
97877 Wertheim

T +49 9342 808-5550  
F +49 9342 808-5555

[info@vacuubrand.com](mailto:info@vacuubrand.com)  
[www.vacuubrand.com](http://www.vacuubrand.com)



Vakuumtechnik im System