

vacuubrand

Technologie du vide


Ça marche ?

La nouvelle commande à distance
VACUU · CONTROL™



... Voilà comment ça marche, avec le contrôle à distance du vide VACUU · CONTROL™

Accessoire pour tous les CVC 3000 et DCP 3000 depuis la
version 2.0 (2009)





VACUU · CONTROL™ pour la surveillance et le contrôle à distance de systèmes de vide via internet, sur smartphone, tablette, portable et PC.

Vous pouvez intégrer votre installation de vide dans votre réseau informatique avec l'adaptateur LAN ou Wifi, sans installation supplémentaire.

CONTRÔLE À DISTANCE



L'interface graphique permet non seulement la surveillance et la documentation mais aussi le pilotage à distance de votre installation de vide.

DOCUMENTATION



Le déroulement de votre application est sauvegardé en permanence grâce à la fonction « datalogger ». Cela vous simplifie l'enregistrement de données de votre process.

SURVEILLANCE



Vous surveillez le déroulement du process de vide depuis votre bureau : via smartphone, tablette, portable et PC. A tout moment, suivant les besoins, vous pouvez apporter des corrections à distance.

REFERENCE DE COMMANDE

VACUU · CONTROL™ Wifi 683110

Commande à distance – adaptateur Wifi pour la liaison avec un réseau informatique, interface utilisateur via page web de navigateur, livré complet avec câble pour le raccord à la RS 232C du contrôleur CVC 3000 ou du vacuomètre DCP 3000

VACUU · CONTROL™ LAN 683120

Commande à distance – adaptateur LAN avec prise RJ45 pour la liaison avec un réseau informatique filaire, interface utilisateur via page web de navigateur, livré complet avec câble pour le raccord à la RS 232C du contrôleur CVC 3000 ou du vacuomètre DCP 3000

VACUUBRAND GMBH + CO KG

Alfred-Zippe-Straße 4
97877 Wertheim

T +49 9342 808-5550

F +49 9342 808-5555

info@vacuubrand.com

www.vacuubrand.com



Technologie du vide